



# ÚTMUTATÓ

## Talaj- és növényminták leadásához

A pályázati útmutató szerint megvett mintákat a következő módon juttassák el Laboratóriumunkba:

1. A mintákat dupla (két darab egymásba csúsztatott), tiszta, nem használt és sértetlen 2 kg-os polietilén zacskóba helyezték bele, és a minta azonosítására szolgáló cédulát a két zacskó közé csúsztassák be.
2. A mintákat sorszámozzák meg, és egy külön listán tüntessék fel, melyik sorszámmal milyen blokkazonosító tartozik. A mintákra helyezett cédulán csak a sorszámmat és a tulajdonos nevét tüntessék föl. A kiadott vizsgálati jegyzőkönyveken csak a sorszám fog szerepelni, a minták blokkazonosító jelét a listából lehet majd kikeresni.
3. **Talajminták** esetében 1-1,5 kg szárított vagy frissen vett mintát juttassanak el a Laboratóriumba.
4. **Növényminták** esetében 10-20 g szárított vagy 100-200 g frissen vett mintát kell leadni. A mintát vagy frissen, közvetlenül a mintavétel után adják le, vagy előtte árnyékos, szellős helyen szárítsák meg (a napon szárított minta károsodik).

**Mielőtt mintaátadás céljából felkeresnék a Laboratóriumot, kérjük, telefonon jelentkezzenek be!**

